



FICHA DE DATOS TÉCNICOS

FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE PROXIMA REVISIÓN	VERSIÓN	SUSTITUYE A:	PÁGINA
DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2028	04	VERSIÓN 03	1 de 1

Equipo de HEMOCORM-FIX®	Código No. 82210
--------------------------------	-------------------------

DATOS GENERALES	<i>Equipo de reactivos para la Tinción rápida de frotis sanguíneos. Con fijador.</i>	
	80211	<i>Solución fijadora.</i>
	80212	<i>Solución colorante de Eosina amarillenta</i>
	80213	<i>Solución colorante de Azul de metileno</i>

USO RECOMENDADO	<i>Equipo de colorantes para la tinción rápida de frotis sanguíneos que puede sustituir al Colorante de Wright o Giemsa en la detección de células, parásitos y estructuras de la sangre. Este equipo tiene como objetivo la tinción rápida, manual, policromática, diferenciada y simple con apego al funcionamiento de los colorantes del tipo Romanowsky.</i>
------------------------	--

MANEJO Y ALMACENAMIENTO:	<i>Producto inflamable y tóxico. Use el equipo de protección adecuado para su manejo. Conserve en frascos bien cerrados y almacene en lugares frescos y secos, alejado de fuentes de ignición.</i>
---------------------------------	--

DATOS DE RIESGO	
------------------------	---

CADUCIDAD	<i>18 meses</i>
------------------	-----------------